

## λ DNA/Hind III+EcoRI Marker

### 包装量:

目录编号	包装单位
161601	250μ l (50次)
161602	500μ l (50次×2)
161603	1000μ l (50次×4)

**储运温度:** 4℃(长期保存请置于-20℃)

**产品简介:** 本产品是由λ DNA经HindIII和EcoRI完全酶切而成,适用于琼脂糖凝胶电泳中DNA条带的分析。产品浓度为0.1μg/μl,已含有1×loading buffer,可直接取2-5μl上样,使用方便。12条带的大小分别为564, 831, 947, 1375, 1584, 1904, 2027, 3530, 4268, 4973, 5148, 21226bp。

**使用方法:** 1. 65℃加热5分钟,立即冰浴3分钟,取2-5μl本产品加入到琼脂糖凝胶的加样孔中就行电泳。

注:根据梳子的厚度和宽度进行上样。每1mm×1mm(厚度×宽度)加样孔上样1μl。窄齿梳子(一般为1mm×2mm)上样2μl;宽齿梳子(一般为1mm×5mm)上样5μl。如果使用厚齿梳子或宽于5mm的梳子,可以适当调整上样量。

2. 建议电泳条件:凝胶浓度为1.0%,凝胶长度8-10cm,电泳电压4-10v/cm,电泳时间45分钟。

3. 通过EB染色后紫外灯下观察条带。


注:如果使用Goldview染料就行染色,由于灵敏度比EB低,请酌情增加上样量;如果使用SYBR染料进行染色,由于灵敏度比EB高,请酌情降低上样量。

**注意事项:** 1. λ DNA酶切Marker的末端容易由COS末端结合在一起,电泳前65℃预热5分钟能解开结合的COS末端,得到更清晰的电泳图像。如果不预热,21226bp和3530bp会结合形成24756bp的额外片段,同时电泳后3530bp亮度会明显弱于其他片段。

2. 琼脂糖的质量对DNA的电泳有很大影响,电泳时请尽量使用质量优等的琼脂糖。

3. 请使用新鲜配制的电泳缓冲液和新鲜配制的琼脂糖凝胶进行电泳,以保证Marker良好的分离效果。

4. 该Marker适用于DNA片段大小的确定和对DNA含量的精确定量。



1%琼脂糖凝胶电泳图

梳子尺寸: 1mm×5mm

上样量: 5μl

凝胶长度: 10cm

电泳电压: 8v/cm

缓冲液: 0.5×TBE

电泳时间: 45分钟