

HiFi Two-Step qRT-PCR Kit

包装量:

目录编号	包装单位
153601	25次
153602	50次

组成	153601	153602
HiFi RT Kit	151801	151802
2 x SYBR Green qPCR Mix	153301	153301

储存: -20 °C

产品说明: 本产品由两个试剂盒组合而成。一个是反转录第一链合成试剂盒 HiFi RT Kit (1518), 一个是 2 x SYBR Green qPCR Mix (1533)。首先由反转录第一链试剂盒合成 cDNA, 然后以 cDNA 做模板用 2 x SYBR Green qPCR Mix 进行荧光定量 PCR 扩增。

使用说明: 请按照上述两个试剂盒详细步骤说明进行。