

## THERMO Two-Step qRT-PCR Kit

包装量:

| 目录编号   | 包装单位 |
|--------|------|
| 154601 | 25次  |
| 154602 | 50次  |

| 组成                      | 154601 | 154602 |
|-------------------------|--------|--------|
| THERMO RT Kit           | 154401 | 154402 |
| 2 x SYBR Green qPCR Mix | 153301 | 153302 |

储存: -20 °C

**产品说明:** 本产品由两个试剂盒组合而成。一个是反转录第一链耐热合成试剂盒 THERMO RT Kit (1544), 一个是 2 x SYBR Green qPCR Mix (1533)。首先由反转录第一链试剂盒合成 cDNA, 然后以 cDNA 做模板用 2 x SYBR Green qPCR Mix 进行荧光定量 PCR 扩增。

**使用说明:** 请按照上述两个试剂盒详细步骤说明进行。